



Clearklens Plus

VH5

Detergente neutro concentrado para aplicação manual

Descrição

ClearKlens Plus é um detergente concentrado, neutro, de elevada formação de espuma especialmente indicado para aplicações de uso geral durante a higienização de superfícies e equipamentos nas indústrias farmacêutica e cosmética.

Propriedades

- **ClearKlens Plus** contém uma mistura de detergente com elevado caráter espumante e agentes emulsificadores. A sua fórmula é balanceada e apresenta pH neutro, particularmente ativo na remoção de resíduos normalmente encontrados nas indústrias farmacêuticas e cosméticas. Pode ser utilizado na maior parte das superfícies incluindo plásticos e metais leves tais como alumínio.
- **ClearKlens Plus** é recomendado para a limpeza manual de equipamentos de processo, pavimentos e paredes.

Vantagens

- Poderoso
- Aplicação muito económica e versátil
- Adequado para utilização manual
- Eficácia independente da dureza de água
- Isento de perfume ou aroma
- Disponível método de deteção residual

Modo de aplicação

Utilizar **ClearKlens Plus** em concentrações no intervalo 0.1-1% v/v dependendo do tipo e da quantidade de resíduos de produto a remover.

Para mais informações e outras recomendações específicas, consultar os técnicos da Diversey.

Sempre que necessário as soluções de limpeza contendo **ClearKlens Plus** devem de ser enxaguadas/removidas por forma a remover todos os seus resíduos das superfícies higienizadas.





Clearklens Plus

VH5

Informação técnica

Aspecto	Líquido castanho claro, transparente
Densidade específica (20°C)	1,03
pH (1% solução a 20°C)	5,9
Teor em Fósforo	Isento
Teor de Azoto (N)	Isento
Carência Química de Oxigénio (COD)	361,5 gO2/kg

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do Controlo de Qualidade de um lote específico.

Segurança na armazenagem e manipulação

Armazenar na embalagem original ou (quando aplicável) em depósito aprovado para o efeito protegido da exposição solar e variações extremas de temperatura. Instruções detalhadas relativas ao manuseamento e disposição deste produto é providenciada através da ficha de dados de segurança em separado.

Compatibilidade do produto

ClearKlens Plus é seguro na utilização em materiais normalmente encontrados nas indústrias farmacêuticas e cosméticas quando aplicado nas condições recomendadas nas indústrias farmacêuticas e cosméticas. Na eventualidade de ocorrerem dúvidas recomendamos a avaliação individual de cada material antes do uso prolongado do produto.

Documentos técnicos disponíveis:

Método de validação por titulação

Método de deteção por HPLC

Método de deteção por TOC

Certificado de análise (COA) disponível em www.clearklens.com