

Ficha Técnica

Lindor Care® Resguardos

HARTMANN



Descrição geral do produto

Lindor Care® Resguardos são dispositivos de uso único recomendados para proteção simples ouadicional para a cama ou cadeira de rodas em pacientes acamados ou durante as mudas da fralda. Os resguardos absorvem a humidade proporcionando higiene, segurança e comodidade. A excelente integridade da sua capa absorvente oferece maior durabilidade.

Lindor Care® Resguardos tem a marcação CE de acordo com a Diretiva 93/42/CEE e o Decreto Lei n. 1591/2009 para dispositivos médicos. O produto cumpre com a Diretiva 2017/745/CE. O produto está classificado como dispositivo médico de classe I não estéril.

Foi realizada uma avaliação de conformidade para Lindor Care® Resguardos que demonstrou que o produto satisfaz todos os requisitos aplicáveis da diretiva citada. Portanto, a segurança e eficácia de Lindor Care® Resguardos estão garantidas quando o produto é utilizado de acordo com a sua finalidade.

Aplicações / Indicações

Instruções de colocação:

• O resguardo deve colocar-se centrado sobre o lençol em sentido transversal. Coloque o lado impresso virado para baixo.



Características do produto

Tecnologia	
Antideslizante	Sim
Higiene	Sim
Segurança	Sim
Proteção	Sim
Sem latéx	Sim
Testado dermatologicamente	Sim





Ficha Técnica

Lindor Care® Resguardos

Dimensão do produto

Dimensão [mm]	40 x 60	60 x 60	60 x 90
Comprimento total:	400	600	600
Largura total:	600	600	900
Comprimento do núcleo absorvente:	340	540	530
Largura do núcleo absorvente:	535	535	820

Propriedades específicas do produto

Lindor Care® Resguardos

Características	40 x 60	60 x 60	60 x 90
Peso total: [g]	21.8	33.1	60.2

Apresentação

Produto	Unidades /apresentação	Ref. HARTMANN
Lindor Care® Resguardos 40 x 60	30 unidades	167306
Lindor Care® Resguardos 60 x 60	30 unidades	167307
Lindor Care® Resguardos 60 x 90	30 unidades	167305

Rotulagem

O código ou número do lote é o seguinte (exemplo):

Código: A B C D E F G H I Exemplo: **8 0 1 2 0 3 914**

Α	Identificação do ano. Exemplos: 2018=8, 2019=9, 2020=0, 2021=1	
B-C-D	Identificação sequencial automática fornecida pelo SAP, que ordena cada lote	
	de cada referência desde 001 a 999.	
E-F	Identificação da linha em números: X02, X03 ó X04	
G-H	Identificação da fábrica: 91	
1	Dígito de controlo aleatório, de 0 a 9 (automático, gerado pelo SAP para cada	
	ordem)	
К	Hora de produção em formato HH:MM onde HH são as horas de 00 a 23	
	e M os minutos de 00 a 59. (Apenas para sacos)	





Ficha Técnica

Lindor Care® Resguardos

Emabalagem

Lindor Care® Resguardos apresenta-se em 3 sacos de polietileno, embalados em filmes de transporte termoselado e transportados em Europaletes.

Condições de armazenamento: conservar em local fresco e seco.