

Lindor® Fit Pants

Descrição geral do produto:

Lindor® Fit Pants são cuecas para incontinência urinária.

Lindor® Fit Pants são adequados para diversos graus de incontinência urinária e fecal e treino do esfíncter.

Os produtos podem ser aplicados tanto em utentes com mobilidade, semimobilidade, agitados ou dementes. Os produtos são de uso único e devem ser substituídos regularmente conforme necessário.

Os produtos podem ser utilizados num ambiente familiar e em instalações para cuidado profissional. A aplicação pode ser realizada pelo cuidador informal ou por um profissional de saúde.

Aplicação/Indicação

Lindor® Fit Pants é adequado para diversos graus de incontinência urinária e fecal e treino do esfíncter.



Referências*

Embalagem		S	M	L	XL
	Cintura-/anca (cm)	60-90	80-120	100-150	150-170
P30 K2	Dia	-	166161	166162	-
P30 K2	Noite	-	166163	166164	-
P20 K4	Noite	-	-	-	166186
P15 K4	Super-noite	167209	-	-	-
P30 K2	Super-noite	-	1661650	166160	-

*a gama completa pode não estar disponível em todos os países

Dispositivo de uso único

A reutilização de um dispositivo médico de uso único é perigosa. Reprocessar dispositivos, de modo a reutilizá-los, pode danificar seriamente a sua integridade e desempenho. Informação disponível quando solicitada. Reutilização do produto pode causar contaminação microbiológica e/ou leves infeções da pele.

Ficha Técnica

Lindor® Fit Pants

Eliminação do produto

Para minimizar o risco de possíveis infeções, ou de poluição ambiental, os componentes descartáveis de Lindor® Fit Pants devem seguir procedimentos de eliminação conforme a legislação local aplicável, as regras, os regulamentos e as normas de prevenção da infeção.

Comunicação de incidências

Para um paciente/utilizador/terceiro da União europeia e em países com regime regulamentar idêntico (Diretiva 2017/745/CE para Dispositivos Médicos); se, durante a utilização deste dispositivo ou como resultado da sua utilização, ocorrer um incidente sério, reporte por favor ao fabricante e/ou aos seus representantes autorizados e à sua autoridade nacional.

Características de desempenho do produto

Lindor® Fit Pants Dia:

Características	unidade	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	69	77	72	-
Nível de absorção:	[ml]	>600	>600	>600	-

* $\leq \pm 10\%$ tolerância

Lindor® Fit Pants Noite:

Características	unidade	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	79	79	95	94
Nível de absorção:	[ml]	>900	>900	>900	>900

* $\leq \pm 10\%$ tolerância

Lindor® Fit Pants Super-Noite:

Características	unidade	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	82	92	110	-
Nível de absorção:	[ml]	>1200	>1200	>1200	-

* $\leq \pm 10\%$ tolerância

Características do material

Part	Material
estrutura	polipropileno não-tecido, hidrofóbico, respirável, branco
tecido posterior:	película de polietileno com camada de polipropileno não tecido, branco, respirável
núcleo absorvente (3-camadas):	1. camada: polpa de celulose* 2. camada: polpa de celulose*- com polímero superabsorvente 3. camada: polpa de celulose*, „Curled Fiber“ *branqueamento sem cloro elementar
adesivo:	colagem a quente (“hotmelt”)
Camada superior:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofílico, branco
barreira:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofóbico, branco
elásticos:	elásticos firmes para ajuste às pernas, localizados na cintura e nas ancas
Indicador de humidade:	tinta solúvel em água

Lindor® Fit Pants

Características do produto

Dimensões	S	M	L	XL
Comprimento total*:	730	800	900	960
Largura total*:	550	660	810	900
Largura total entre pernas*:	200	220	220	215
Comprimento do núcleo absorvente*:	490	490	580	580
Largura do núcleo absorvente*:	180	180	180	180
Largura do núcleo absorvente entre pernas*:	140	140	140	140

* ≤ ± 10% tolerância

Rotulagem

Código de lote com 9 dígitos



9 001 02 82 2
ano 201X chave interna chave interna chave interna verificação acumulada

Data de fabrico

e.g.: 2019 08 07
ano mês dia

Data de validade

e.g.: 2024 08 01
ano mês dia

Validade: 5 anos

Dispositivo Médico



Manter seco



Não reutilizar



Marcação CE



Última data de revisão: 2023-07-13