

MoliCare® Premium Mobile

Descrição geral do produto/Finalidade prevista

MoliCare® Premium Mobile são cuecas absorventes para incontinência.

Os produtos são adequados em casos de fragilidade da bexiga com diferentes níveis de gravidade, incontinência urinária e fecal com vários níveis de gravidade e para uso durante o treino esfinteriano (para reabilitação da incontinência).

MoliCare® Premium Mobile destina-se a pacientes independentes ou com mobilidade limitada e pacientes agitados ou dementes. Os produtos são de uso único e devem ser mudados regularmente, conforme necessário.

MoliCare® Premium Mobile pode ser utilizado em ambientes de atendimento domiciliário e instalações profissionais de saúde. A aplicação pode ser realizada por uma pessoa leiga e/ou profissional de saúde.

Aplicação/Indicação

MoliCare® Premium Mobile destina-se à utilização em casos de fragilidade da bexiga com vários níveis de gravidade, incontinência urinária e fecal com vários níveis de gravidade e para uso durante o treino esfinteriano (para reabilitação da incontinência).



Referências*

Embalagem		XS	S	M	L	XL
	Cintura- /anca (cm)	45-70	60-90	80-120	100-150	130-170
P14	5 Gotas /verde	-	915861	915852/915862/915812	915853/915863/915813	915854/915855
	6 Gotas /azul	915840	915831/915841	915832/915842/915822	915833/915843/915823	915834/915844
	8 Gotas /roxo	-	915871/915881	915872/915882	915873/915883	915874/915875
	10 Gotas /cinzento	-	-	915878/915884	915879/915885	915880/915886
P30	5 Gotas /verde	-	915644	915642	915643	915645
	6 Gotas /azul	915638	915634	915635	915636	915637
	8 Gotas /roxo	-	915639	915640	915641	915646
	10 Gotas /cinzento	-	-	915652	915647	915649
P2	5 Gotas /verde	-	915615	915616	915617	915648
	6 Gotas /azul	915618	915619	915620	915621	915622
	8 Gotas /roxo	-	915623	915624	915625	915656
	10 Gotas /cinzento	-	-	915825	915826	915829

*algumas referências podem não estar disponíveis em todos os países

MoliCare® Premium Mobile

Dispositivo de uso único

A reutilização de um dispositivo médico de uso único é perigosa. O reprocessamento de dispositivos, com a finalidade de os reutilizar, pode danificar seriamente a integridade e desempenho do produto. Informações disponíveis mediante solicitação. A reutilização do produto pode causar contaminação microbiológica e/ou infeções leves da pele.

Eliminação do produto

Para minimizar o risco de possíveis infeções ou poluição ambiental, para a eliminação dos componentes descartáveis de MoliCare® Premium Mobile devem seguir-se os procedimentos de gestão de resíduos de acordo com as leis, regras, regulamentos e padrões de prevenção de infeções locais.

Relatórios de incidentes

Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e em países com regime regulatório idêntico (Regulamento 2017/745/UE sobre dispositivos médicos); se, durante o uso deste dispositivo, ou como resultado de seu uso, ocorrer um incidente grave, informe o fabricante e/ou o seu representante autorizado e a sua autoridade nacional.

Características de desempenho do produto

MoliCare® Premium Mobile 5 Gotas / verde:

Características	unidade	XS	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	-	54	58	72	77

* \pm 10% tolerância

MoliCare® Premium Mobile 6 Gotas / azul:

Características	unidade	XS	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	67	69	78	95	105

* \pm 10% tolerância

MoliCare® Premium Mobile 8 Gotas / roxo:

Características	unidade	XS	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	-	82	92	111	116

* \pm 10% tolerância

MoliCare® Premium Mobile 10 Gotas / cinzento:

Características	unidade	XS	S	M	L	XL
Peso total:*	[g]	-	-	105	117	122

* \pm 10% tolerância

Características do material

Parte	Material
Estrutura:	polipropileno em tecido não tecido, hidrofóbico, respirável, branco
Parte posterior:	película de polietileno com camada de polipropileno em tecido não tecido, branco, respirável
Núcleo absorvente (3 camadas):	1. camada: polpa de celulose* 2. camada: polpa de celulose* - com polímero superabsorvente 3. camada: polpa de celulose*, "Curled Fiber" *branqueamento sem cloro elementar
Adesivo:	colagem a quente ("hotmelt")
Camada superior:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofílico, branco
Barreira:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofóbico, branco
Elásticos:	elásticos firmes para ajuste às pernas, localizados na cintura e nas ancas
Indicador de humidade:	tinta solúvel em água

