

Deosan Teatfoam

Espuma desinfectante para tetos à base de clorhexidina

AG104

Descrição

Deosan Teatfoam é uma solução líquida desinfectante, de cor verde escura, pronta a usar à base de clorohexidina e biguanida, com cerca de 6000ppm e 1800ppm respectivamente, com largo espectro de actividade bactericida, que pode ser usada em imersão, pulverização ou espuma. Contém ainda glicerina e óleo de eucalipto para preparação e desinfecção dos tetos para a ordenha.

Propriedades

- · Pode ser aplicado no tratamento dos tetos pré e pós a ordenha;
- Contém um sistema biocida duplo;
- Contém uma base surfactante suave:
- Contém glicerina e óleo de eucalipto;
- Solução pronta a usar;
- Pode ser aplicado por imersão, spray ou espuma.

Benefícios

- Um produto para os tratamentos dos tetos no pré e pós ordenha;
- Amplo espectro de actividade biocida mas suave com os tetos;
- A espuma estável assegura uma boa visibilidade durante a rotina da ordenha;
- A glicerina melhora o estado da pele do teto;
- O óleo de eucalipto desencoraja moscas irritantes durante a ordenha;
- Solução pronta a usar e adequada a todos os métodos.

Instruções de utilização

1. Previamente à ordenha:

Lavagem do úbere: diluir 6ml de Deosan Teatfoam por cada litro de água e lavar o úbere e tetos até que estejam visualmente limpos.

Preparação dos tetos pré ordenha:

- Mergulhar os tetos num copo, ou pulverizar, com Deosan Teatfoam (utilizado a puro);
- Deixar em contacto com a pele durante, pelo menos, 30 segundos.
- Usar um toalhete de papel para remover o produto antes de colocar as tetinas.
- Depois de cada ordenha, para uma óptima higiene e protecção, aplicar Deosan Teatfoam em cada teto (mergulhando num copo ou por pulverização) imediatamente depois de ordenhar.
- Após cada ordenha, rejeitar o líquido remanescente que se encontrar no copo aplicador e lavar bem o copo para eliminar restos de sujidade, a qual reduz acção do produto.

Repetir em todas as ordenhas o mesmo procedimento.



Deosan Teatfoam

Espuma desinfectante para tetos à base de clorhexidina

Dados técnicos

Aspecto Líquido verde escuro, translúcido

Densidade relativa a 20°C 1.02 pH (puro) 6.5

Carência Química de Oxígenio (CQO) 189 $\rm gO_2/kg$ Conteúdo em Azoto (N) 3.5 $\rm g/kg$ Conteúdo em Fósforo (P) Isento

Os dados acima descritos são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação do produto.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Em caso de acidente consultar o CIAV, Telf. 808 250 143.

Compatibilidade do produto

Não misture com outros produtos.

Informação microbiológica

EN 1656: sujidade 3 g/l em albumina bovina, tempo de contacto 30 segundos.