



# Ecobrite Des

## DESINFECÇÃO LÍQUIDA PARA TÊXTEIS

### Desempenho

- ▶ Altamente eficiente, lixívia e desinfetante para a roupa à base de oxigénio.
- ▶ Resultados brilhantes com elevada brancura e níveis excelentes de branqueamento.
- ▶ Para desinfeção de todos os têxteis, incluindo lã, viscose e outros têxteis delicados com exceção da seda.
- ▶ Ajuda a manter o valor da roupa.

### Eficiência


- ▶ Apoia a higiene e a eficácia a baixas temperaturas.
- ▶ Para uma desinfeção suave de todos os tipos de tecido adequados às temperaturas mais baixas.

### Segurança

- ▶ Fórmula de largo espectro em conformidade com registos EN, mantém o nível de proteção antimicrobiana mais elevado.
- ▶ Eficaz contra bactérias, fungos e vírus.



## Instruções de utilização



1. Verifique o plano de higiene e o rótulo do produto relativamente a informações de utilização detalhadas.

2. Utilize vestuário de proteção adequado para a manipulação do produto.

3. Utilize em combinação com Sistemas de Dosagem de Detergente Líquido para Roupa Ecolab.



4. Faça a ligação do produto ao sistema de dosagem de roupa com as lanças de sucção adequadas. Prestar atenção à rotulagem correcta do tubo, de acordo com a cor da etiqueta. Evitar misturar as lanças de aspiração entre produtos diferentes.

5. O seu especialista Ecolab vai instalar e ajustar o Programa de Detergente Líquido para Roupa Ecolab aos seus procedimentos de lavagem.

## Dosagem de têxteis sensíveis e delicados

40 °	NORMA EN	DILUIÇÃO	DURAÇÃO
Ecobrite Delicate Clean (4ml/l) 1:5	Bactéria EN13727&EN16616 Micobac EN14348&EN16616 Leveduras EN13624&EN16616 Fungos EN13624 Vírus EN14476	4,0 ml/l	15min

Registo RKI em processo

## Notas especiais

- ▲ Apenas para utilização com a Unidade de dosagem Ecolab. O seu especialista Ecolab ajustará o sistema de dosagem de acordo com os seus procedimentos específicos de lavagem.
- ▲ Teste a compatibilidade com os materiais numa área pequena e discreta antes da aplicação.
- ▲ 100g de líquido contém 12.39g de ácido peracético e 1,30g de ácido peroxioctanóico.
- ▲ Apenas para uso profissional. Use o desinfetante de forma segura. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.

## Informação de segurança

- ▲ Não misture com outros produtos. Elimine a embalagem apenas quando vazia e fechada. Resíduos do produto: consulte a ficha de dados de segurança.
- ▲ Para mais informações e para as instruções de segurança, leia o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança do produto.

## Dosagem de brancos e têxteis comuns

40 °	NORMA EN	DILUIÇÃO	DURAÇÃO
Ecobrite Magic Emulsion Clean (1ml/l) 1:4	Bactéria EN13727&EN16616 Micobac EN14348&EN16616 Leveduras EN13624&EN16616 Fungos EN13624 Vírus EN14476	3,0 ml/l	15min
50 °	NORMA EN	DILUIÇÃO	DURAÇÃO
Ecobrite Magic Emulsion Clean (1ml/l) 1:4	Bactéria EN13727&EN16616 Micobac EN14348&EN16616 Leveduras EN13624&EN16616 Fungos EN13624 Vírus EN14476	2,5 ml/l	12min
60 °	NORMA EN	DILUIÇÃO	DURAÇÃO
Ecobrite Magic Emulsion Clean (1ml/l) 1:4	Bactéria EN13727&EN16616 Micobac EN14348&EN16616 Leveduras EN13624&EN16616 Fungos EN13624 Vírus EN14476 Esporos: B.cereus, C.difficile EN17126	1,7 ml/l	10min

## Condições de armazenamento

- ▲ Armazenar entre -5 °C e 30 °C, apenas no recipiente original fechado.

## Tamanho da embalagem

PRODUTO	NÚMERO DO ARTIGO	TAMANHO DA EMBALAGEM
Ecobrite Des	9103460	21 KG

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtstr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Portugal  
Ecolab Hispano-Portuguesa, S.L.  
TagusPark  
Av. Prof. Doutor Cavaco Silva  
Edifício Qualidade B1-1B  
2740-122 Porto Salvo  
Tel: +351 21 44 80 750